

## Nouvelles matrices de WALSER®

La société Dr. Walser Dental GmbH qui fabrique des matrices de forme X, de forme O et de dents antérieures pour la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure en 25 tailles différentes ainsi que de formes spéciales, a mis au point deux nouvelles matrices.

Les matrices WALSER sont depuis plus de 55 ans synonymes de qualité supérieure et de manipulation des plus simples dans le monde entier quant il s'agit de matrices de plombage de dents.

Ce système sophistiqué de matrice de plombage a été mis au point à partir d'emplois pratiques pour la pratique. Les expériences pratiques et scientifiques acquises au cours de décennies ont contribué au développement constant dans le domaine des matrices à auto-adaptation et ont permis ainsi d'obtenir le système de matrices WALSER aux formes d'adaptation multiples et arrivé aujourd'hui à la perfection.

Les matrices Walser existent en 25 tailles différentes en bandes de 5 à 8 mm de hauteur à 5 pièces par unité d'emballage. En outre, la garniture de 18 et de 25 (pour les niveaux avancés) est offerte avec et sans pince.

L'avantage principal des matrices et de la pince spéciale qui sont utilisés dans le monde entier par plus de 30.000 chirurgiens dentistes, consiste dans leur emploi rapide et simple. Ceci signifie que la matrice est posée et enlevée en quelques secondes, qu'elle est calée comme un corset et qu'elle s'adapte automatiquement aux formes coniques des dents. En outre, elles sont surtout très appréciées en raison de leur effort de tension élevé malgré les bandes extrêmement fines (0,05 mm) et en raison de leur longue durabilité.

Les deux nouvelles matrices portent les désignations Matrices n° 10c et 6c. La matrice n° 10c ressemble fortement à la matrice n° 10, et la n° 6c à la matrice n° 7 qui sont des éléments fixes du programme de fabrication. Cependant une face de la bande à matrices des nouvelles n° 10c et 6c est de 3mm env. plus longue dans le sens apical. En effet, les caries plus profondes d'un côté posent souvent le même problème, à savoir que la bande à matrices est trop courte et que l'utilisateur devait se débrouiller ici en usant d'un moyen de fortune pour prolonger la bande. Le fabricant a comblé ici une lacune. Les nouvelles matrices ont été rallongées d'un côté de sorte qu'elles pourront être utilisées pour des caries profondes.

Les nouvelles matrices WALSER® n° 10c et 6c ont été accueillies avec enthousiasme par les chirurgiens dentistes. Vous pouvez vous les procurer dès à présent, comme toutes les matrices d'ailleurs, dans tous les dépôts ou directement auprès du fabricant.



10c



6c