

Walser® Matrizen

In Handarbeit hergestellt
in unserem Hause in Deutschland



Walser® Matrizen

...sicher und perfekt in Form



Das Unternehmen

Die Dr. Walser Dental GmbH ist seit 1948 Hersteller von zahnärztlichen Instrumenten, die weltweit vertrieben werden. Seit Bestehen der Firma wurden zahlreiche Patente angemeldet. So haben wir unter anderem aus der Praxis für die Praxis das ausgeklügelte System von Zahnfüllungsmatrizen, die sog. Walser® Matrizen mit Zange entwickelt. Praktische und wissenschaftliche Erfahrungen wurden durch die Entwicklung vielfältiger Passformen in das heute perfekte System eingebracht, das wir sehr aufwändig in Handarbeit in unserem Hause in Deutschland herstellen.

Das Produkt

Unsere erfolgreichste Entwicklung sind die Walser® Matrizen. Zehntausende Zahnärzte arbeiten in über 100 Ländern mit diesen einzigartigen Matrizen und täglich werden es mehr.

Die Vorteile

Die Walser® Füllungs-Matrize hat sich als geniale Idee erwiesen:

- 1 Sie wird in wenigen Sekunden gelegt und entfernt.
- 2 Optimale Füllungen bei Anlegen mit einer Handbewegung.
- 3 Sie sitzt fest und sicher wie ein Korsett.
- 4 Sie passt sich den konischen Zahnformen automatisch an.
- 5 Der Patient kann den Mund schließen und zubeißen.
- 6 Sie benötigt kein Schrauben und keinen Spanner.
- 7 Idealer Watterollenhalter.
- 8 Sie ist einfach zu sterilisieren und sehr lange haltbar.
- 9 Die Nr. 24 lässt sich ideal über der Kofferdamklammer platzieren.
- 10 Kosteneinsparung von bis zu 8.000.- € / Jahr*

*im Vergleich zu Schraubsystemen und Teilmatrizen

Mehr Vorteile siehe www.walser-dental.com

Der Service

Technische Informationen und Anfragen über E-Mail, Fax oder Telefon (Adressen umseitig).

Lieferungen ab innerhalb von 24 Stunden.

So einfach ist die Handhabung:



Ein Griff.

Die Matrize mit der Walser® Matrizenzange spannen und in den Interdentalraum schieben.



Klick.

Die Zange entspannen und von der Matrize lösen.



Sitzt.

Die Matrize passt sich der konischen Zahnform automatisch an und sitzt – wie ein Korsett – perfekt um den Zahn.

(Bilder oben: O-Form)



Ebenso genial und einfach ist die Handhabung bei allen weiteren Walser® Matrizenformen, zum Beispiel:

X-Form



ON-Form



XF-Form

„Die Walser® Matrize ist schnell angelegt und sitzt fest und sicher wie ein Korsett“



Die Sortimente

Die „Walser® Matrize“ wird in sog. „X-Formen“ und „O-Formen“ hergestellt:

X-Form: Bei zweiflächigen Füllungen und vorhandenem Interdentalraum.

O-Form: Bei MOD-Füllungen und einzeln stehenden Zähnen.

XF-Form: Für Frontzähne

OF-Form: Für Frontzähne

ON-Form: Z.B. für endständige Zähne, extra große Molaren und zum Einsatz über der Kofferdamklammer.

Matrizen auch für Kinder sehr geeignet



Das 25er-Sortiment



Das 10er-Sortiment



25er-Sortiment auf Sterilisiertablett mit Zange

18er-Sortiment auf Sterilisiertablett mit Zange

10er-Sortiment auf Sterilisiertablett mit Zange

Walser® Matrizenzange und **Sterilisiertablett** gibt es auch einzeln zu erwerben.

Walser® Matrizen werden in 27 verschiedenen Größen geliefert. Bänderhöhen: 5 mm bis 8 mm. Stärke: 0,05 mm.

Nachfüllpackungen:

5er-Packung Nr. 1-22 + 25

5er-Packung Nr. 10c / 6c

2er-Packung Nr. 23 / 24

Walser® Matrizenbezeichnungen:

Nr.	Form	Besondere Merkmale	Bandhöhe	Anwendung
1	X	auch für Milchmolar	5,0 mm	PRÄMOLAR
2	X		6,5 mm	PRÄMOLAR
3	X		5,0 mm	MOLAR
4	X		6,5 mm	MOLAR
5	O	auch für Milchmolar	5,0 mm	PRÄMOLAR-KLEIN
6	O		6,5 mm	PRÄMOLAR-KLEIN
6c	O	eine Bandseite 3 mm länger	5/8 mm	PRÄMOLAR
7	O	auch für Milchmolar	5,0 mm	PRÄMOLAR
8	O		6,5 mm	PRÄMOLAR
9	O		5,0 mm	MOLAR
10	O		6,5 mm	MOLAR
10c	O	eine Bandseite 3 mm länger	5/8 mm	MOLAR
11	XF	endwärts geschlitzte Bänder	6,5 mm	11, 12, 21, 22
12	XF	"	8,0 mm	11, 12, 21, 22
13	X	extra kurze Bänder/auch für Milchmolar	5,0 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
14	X	extra kurze Bänder	6,5 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
15	O	"	5,0 mm	31, 32, 41, 42
16	O	"	6,5 mm	31, 32, 41, 42
17	X	extra hohe Bänder	8,0 mm	4 - 5
18	X	"	8,0 mm	6 - 8
19	O	"	8,0 mm	4 - 5
20	O	"	8,0 mm	6 - 8
21	OF	endwärts geschlitzte Bänder	8,0 mm	11, 21
22	OF	"	8,0 mm	12, 22
23	ON	längere Bänder große Spannweite	5,0 mm	6 - 8
24	ON	hält über Kofferdamklammer!!	6,5 mm	5 - 8
25	O	Zwischengröße (Sonderform für Milchmolar, sehr geeignet auch die Nr. 1, 13, 5, 7)	5,0 mm	MILCHMOLAR



Die 5er-Packung

Händlereindruck



Stimmen aus der Praxis:

„Walser Matrizen sind die zweitgrößte Errungenschaft nach der Erfindung des Rades. Ich habe als Chefeinkäufer der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse wirklich lange gesucht. Es gibt auf dem Markt weit und breit nichts, was dem nahe kommt: Ideale Kontaktpunkte, sehr gute Anatomie und das sensationell schnell. Gerade bei Kindern ist auch das sehr wichtig. Ich empfehle sie auch allen Ärzten, die sich mit einer Privatordination niederlassen.“

Dr. Jiri Proch, Tulln/Österreich

„Ich benutze die Walser-Matrizen schon immer. Die einfache, schnelle und sichere Handhabung und die universelle Verwendbarkeit sind für mich entscheidend. Und sie sind darüber hinaus auch noch sehr lange haltbar. Für mich das perfekte Matrizensystem.“

Matthias Bacher, Wabern (Schweiz)

„Alles ausprobiert, aber Walser Matrizen sind das beste System; muss selten keilen.“

Dr. Niels Herholz, Kiel

„Walser Matrizen sind mein System erster Wahl. Vom Handling her sind sie unschlagbar schnell und liegen in aller Regel optimal an.“

Dr. Josef Schmid, München

„Das System ist top, ich habe noch keine bessere Matrize in der Hand gehabt.“

Dr. med. Dirk Leusch, Emmerich

„Ich verwende Walser Matrizen, weil sich mit ihnen interdental unheimlich gut der Kontaktpunkt herstellen lässt.“

Steffen Leichsenring, Hainichen

„Ich bin absolut begeistert. Ich habe wie alle Zahnärzte das perfekte System gesucht - dieses hat mich nicht enttäuscht.“

Susanne Hüttner, Leipzig

„Ich bin sehr zufrieden mit den Walser Matrizen. Vom Handling her ist es das einfachste System, das es auf dem Markt gibt.“

Dr. Roland Fürst, Amberg

Mehr Stimmen unter: **www.walser-dental.com**

Zehntausende Zahnärzte in über 100 Ländern
vertrauen den original Walser® Matrizen
und täglich werden es mehr ...

Dr. **Walser** Dental 

Dr. Walser Dental GmbH
Postfach 1648
78306 Radolfzell/GERMANY

Phone +49 (0) 7732 - 33 00
Fax +49 (0) 7732 - 5 72 23
E-Mail: info@walser-dental.com
www.walser-dental.com